

## مجموعه شش عددی آینه تخت اپتیکی

### Optical Flat Mirrors



در آینه‌های اپتیکی، لایه بازتاب کننده روی سطح خارجی شیشه لایه‌نشانی می‌شود. تفاوت این آینه‌ها نسبت به آینه‌های عادی، میزان صافی سطوح آن‌ها و نوع لایه‌نشانی است. آینه تخت در چیدمان‌های اپتیکی که در خلال انجام آن‌ها نیاز به ایجاد انحراف در راستای انتشار پرتو نور است و در برخی انواع لیزر استفاده می‌شود. آینه‌های تخت با روکش فلزی آلومینیومی برای استفاده در چیدمان‌های اپتیکی در بازه طیفی طول موج مرئی بسیار مناسب هستند.

شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن با تکیه بر دانش فنی داخلی و نیروهای متخصص، مجموعه ۶ عددی آینه تخت را با مشخصات فنی ذیل عرضه می‌کند.

#### مشخصات فنی آینه تخت اپتیکی ساخت شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن

مشخصه	شرح
OFM-A-01	مدل
۱ inch	قطر
BK7	جنس
۸٫۴	صافی سطح
آلومینیوم	لایه‌نشانی
MgF <sub>2</sub>	لایه محافظ
> ۹۰٪	ضریب بازتاب

« محصولات مرتبط: صفحه نگه‌دارنده قابل تنظیم، نگه‌دارنده قابل تنظیم قطعات مدور، مجموعه عدسی‌های اپتیکی