

مجموعه عدسی اپتیکی

Lens Collection



شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن با استفاده از دانش فنی داخلی و نیروهای متخصص خود، توانایی تولید انواع عدسی‌های نوری را دارد. وجود یک مجموعه عدسی با فاصله کانونی استاندارد و با کم‌ترین میزان ابیراهی از نیازهای ضروری هر آزمایشگاه اپتیک است. بر این اساس، شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن مجموعه عدسی‌های کروی یک اینچی شامل ۱۱ عدسی تخت‌کاو و تخت‌کوژ را در دو مدل ساده و همراه با لایه‌نشانی ضد بازتاب ارائه می‌کند. همچنین این شرکت آمادگی ارائه خدمات و تولید سفارشی عدسی‌های نوری بر اساس نیاز مشتریان گرامی را دارد.

مشخصات فنی عدسی‌های ساخت شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن

شرح	مشخصه
	مدل
۱ inch	قطر
BK7	جنس
$\lambda/4$	صافی سطح
۳۷۰-۷۸۰ nm	طول موج
۲۵, ۳۰, ۳۵, ۵۰, ۷۵, ۱۰۰, ۱۲۵ mm	فاصله کانونی عدسی تخت‌کاو
-۵۰, -۷۵, -۱۰۰, -۲۰۰ mm	فاصله کانونی عدسی تخت‌کوژ

« محصولات مرتبط: نگره‌دارنده قابل تنظیم قطعات مدور، منبع نور دیود لیزر، منبع نور ال‌ای‌دی سهرنگ، پالایه فضایی، مدولاتور فضایی نور