

## صفحه نگه‌دارنده قابل تنظیم

### Kinematic Mount Plate



- قابل استفاده در دو حالت افقی و عمودی
- سه پیچ برنجی تنظیم‌کننده با گام ۵۰۰ میکرونی
- یک بازوی نگه‌دارنده، به‌منظور ثابت نگه‌داشتن قطعه اپتیکی به‌روی صفحه
- روکش مات صفحه جهت مانع شدن از بازتاب نورهای ناخواسته در چیدمان اپتیکی

#### مشخصات فنی صفحه نگه‌دارنده ساخت شرکت دانش‌بنیان فتح نور میهن

مشخصه	شرح
KMP-A-01	مدل
۵۰۰ $\mu\text{m}$	گام پیچ تنظیم‌کننده
۵۵×۵۵×۴۰ mm	ابعاد
آلومینیوم ۷۰۰۰	جنس
مات	نوع روکش
۲۲۰ gr	وزن

« محصولات مرتبط: مجموعه شش‌عددی آینه تخت ۱ اینچی، نگه‌دارنده قابل تنظیم قطعات مدور، جابجاگرهای خطی.